

RAPPORT SCAN-IR - EXEMPLE DE SIMULATION

Session multimodale | Historique longitudinal

Profil démonstration - données fictives

Ce document illustre un rapport potentiel SCAN-IR. Il ne constitue pas un avis, un diagnostic ou un dossier médical. Les paramètres d'impédancemétrie sont des estimations algorithmiques ; l'ECG nécessite des électrodes dédiées.

Synthèse de la session

Synthèse simulée : stabilité générale, légère baisse de masse grasse à 30 jours, meilleure symétrie des appuis et deux zones cutanées à photographier de nouveau à la prochaine session. Aucun diagnostic n'est formulé.

Poids	78,4 kg
Masse grasse	21,8 %
FC ECG	68 bpm
Symétrie 3D	97,4 %
Respiration	15,2/min
Zones peau suivies	2

Paramètres corporels et physiologiques

Paramètre	Valeur	Source / statut
Taille estimée	178,2 cm	Mesuré / 3D
Tour de taille	89,4 cm	Estimé / 3D
Volume corporel	74,8 L	Estimé / 3D
Symétrie	97,4 %	Calculé
Inclinaison du tronc	1,7°	Mesuré / 3D
Temp. surface moyenne	33,1 °C	Thermique
Écart G/D maximal	0,4 °C	Calculé
Zone chaude relative	Haut du dos	Comparatif
Variation vs J-7	+0,2 °C	Historique
Fréquence respiratoire	15,2 /min	mmWave
Régularité	Stable	Calculé
Amplitude relative	Normale	Comparatif
Micro-mouvements	Faibles	mmWave
Poids	78,4 kg	Mesuré
IMC	24,7	Calculé
Masse grasse	21,8 %	Estimé BIA
Masse grasse	17,1 kg	Estimé BIA
Graisse viscérale	Indice 8	Estimé BIA

Paramètre	Valeur	Source / statut
Masse musculaire	57,7 kg	Estimé BIA
Muscle squelettique	43,1 %	Estimé BIA
Masse maigre	61,3 kg	Estimé BIA
Eau corporelle	55,8 %	Estimé BIA
Protéines	17,9 %	Estimé BIA
Masse osseuse	3,1 kg	Estimé BIA
Métabolisme basal	1 715 kcal/j	Estimé
Âge métabolique	46 ans	Indice estimé
Fréquence cardiaque	68 bpm	ECG / électrodes
Tracé	1 dérivation	ECG
Rythme	Régulier sur l'exemple	Analyse simulée
Durée acquisition	30 s	Mesuré
Qualité du signal	Bonne	Contrôle qualité
Appui gauche	49,1 %	Plateforme
Appui droit	50,9 %	Plateforme
Avant / arrière	47 / 53 %	Plateforme
Centre de pression	Stable	Calculé
Oscillation posturale	Faible	Calculé


Surveillance cutanée HD

Le suivi cutané repose sur des photographies HD standardisées et sur la comparaison d'une session à l'autre. Une variation détectée est un signal de suivi visuel, pas une identification diagnostique.

Élément	Zone	Évolution	Source
Grain de beauté	Avant-bras droit	Stable	Photo HD / comparaison
Rougeur	Joue gauche	En diminution	Photo HD + thermique
Tache pigmentée	Épaule droite	Stable	Photo HD
Bouton	Haut du dos	Nouveau	Photo HD
Cicatrice	Genou gauche	Stable	Photo HD / relief 3D
Plaie superficielle	Aucune zone signalée	—	Observation de surface

Historique et tendances

Date	Poids	Masse grasse	FC	Symétrie	Peau
Aujourd'hui	78,4 kg	21,8 %	68 bpm	97,4 %	2 zones à suivre
J-7	78,7 kg	22,0 %	69 bpm	97,1 %	2 zones à suivre
J-30	79,6 kg	22,7 %	71 bpm	96,8 %	1 zone à suivre
J-90	80,2 kg	23,1 %	70 bpm	96,5 %	1 zone à suivre
J-180	81,0 kg	23,8 %	72 bpm	96,2 %	Référence



Suivi proposé

Prochaine session suggérée dans 7 à 30 jours selon le protocole de suivi choisi. Les écarts inhabituels sont destinés à déclencher une vérification humaine ou médicale adaptée, pas une conclusion automatique.